

Geräteschnittstellen für POCcelerator™

Anbieter	Gerät	Geräteschnittstelle	Anwendungsgebiet
Abaxis	Piccolo xpress	Unidirektional	Klinische Chemie
Abbott Diabetes Care	FreeStyle Precision Pro	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutzucker, Ketone
	FreeStyle Precision Pro W-LAN	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutzucker, Ketone
	PCx Precision	Bidirektional Konfiguration	Blutzucker
	Precision Xceed Pro	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutzucker, Ketone
Abbott Point of Care	Cell Dyn Emerald	Unidirektional	Hämатologie
	i-STAT 1	Bidirektional (via i-STAT-DE-DMI Software) Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Multi Test
	i-STAT-DE-DMI	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Software-Anbieter
Accriva	AVOXimeter 4000	Unidirektional	Oxymetrie
	HEMOCHRON Junior Signature	Unidirektional	Gerinnung
	HEMOCHRON Signature Elite	Bidirektional Download Gerätebenutzer Konfiguration	Gerinnung
	HEMOCHRON Signature Plus	Unidirektional	Gerinnung
	HEMOCHRON Response	Unidirektional	Gerinnung
	InRhythm Pro	Unidirektional	Gerinnung
	IRMA TRUpoint	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
Acon Laboratories	Mission U120	Unidirektional	Urinanalyse
Alere	Afinion AS 100 Analyzer	Unidirektional	Multi Test
	Cholestech LDX® System	Unidirektional	Multi Test



Geräteschnittstellen für POCcelerator™

Anbieter	Gerät	Geräteschnittstelle	Anwendungsgebiet
Alere	Epic® (Reader and host)	Bidirektional Download Gerätebenutzer Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	Pima	Unidirektional	HIV
	Triage Meter Plus	Bidirektional	Multi Test
	Triage Meter Pro	Bidirektional Download Gerätebenutzer	Multi Test
A.MENARINI Diagnostics	Spotchem EZ SP4430	Unidirektional	Klinische Chemie (keine QC!)
	Zenit RA	Bidirektional	Immunassay
Analyticon	CombiScan 100	Unidirektional	Urinanalyse
	Urilyzer 100	Bidirektional Download Gerätebenutzer	Urinanalyse
	Urilyzer 100 Pro	Bidirektional Download Gerätebenutzer	Urinanalyse
Arkray	Adams HA-8160	Unidirektional	HbA1c
Beckman Coulter	Ac T 5diff Hämatologie Analyzer	Unidirektional	Hämatologie (keine QC!)
Boule Medical	Medonic M-series M16/M20	Unidirektional	Hämatologie
	Medonic M-series M16M/M20M	Unidirektional	Hämatologie
	Medonic M-series M16C/M20C	Unidirektional	Hämatologie
	Medonic M-series M16S/M20S	Unidirektional	Hämatologie
	Swelab Alfa Basic	Unidirektional	Hämatologie
	Swelab Alfa Standard	Unidirektional	Hämatologie
	Swelab Alfa Cap Piercer	Unidirektional	Hämatologie
Swelab Alfa Auto Sampler	Unidirektional	Hämatologie	
Cepheid	GeneXpert PC	Unidirektional	Molekulare Diagnostik
Chirus	Dxpress Reader	Unidirektional	Multi Test
Concile	Omega 100	Unidirektional	Immunassay
Eurolyser Diagnostica	Eurolyser smart	Unidirektional	Multi Test
Fuji	FUJI DRI-CHEM 4000	Unidirektional	Klinische Chemie
	FUJI DRI-CHEM 7000	Unidirektional	Klinische Chemie
	FUJI DRI-CHEM NX500	Unidirektional	Klinische Chemie
Helena Laboratories	Cascade Abrazo	Bidirektional Konfiguration	Gerinnung
	Cascade POC	Bidirektional Download Gerätebenutzer	Gerinnung



Geräteschnittstellen für POCcelerator™

Anbieter	Gerät	Geräteschnittstelle	Anwendungsgebiet
HemoCue	201 DM Blutzucker	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutzucker
	201 DM Blutzucker RT	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutzucker
	201 DM Hämoglobin	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Hämoglobin
	WBC Diff	Unidirektional	Hämatologie
Horiba	ABX Micros 45	Unidirektional	Hämatologie
	ABX Micros 60	Unidirektional	Hämatologie
	ABX Micros ES 60	Unidirektional	Hämatologie
	ABX Micros CRP	Unidirektional	Multi Test
	ABX Micros CRP 200 (+ ABX e-Sat)	Unidirektional	Multi Test
	ABX Microsemi CRP	Unidirektional	Multi Test
	ABX Pentra 60 ABX Pentra 60 C+	Unidirektional	Hämatologie
Lite-On Technology Corp.	Skylla HB1	Unidirektional	Klinische Chemie
Medtronic	ACT Plus	Unidirektional	Gerinnung
	HMS Plus	Unidirektional	Gerinnung
Mitsubishi	PathFast	Unidirektional	Immunassay
Nova Biomedical	Stat Profile pHox/pHOx Plus/Ultra	Bidirektional Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	Stat Profile CCX	Bidirektional Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	Stat Profile Prime	Unidirektional	Blutgase / Multi Test
	StatStrip Blutzucker	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutzucker



Geräteschnittstellen für POCcelerator™

Anbieter	Gerät	Geräteschnittstelle	Anwendungsgebiet
Nova Biomedical	StatStrip Blutzucker/Ketone	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutzucker, Ketone
	StatStrip Lactate	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Lactat
	StatSensor Creatinine	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Creatinin
OPTI Medical	OPTI CCA	Unidirektional	Blutgase
	OPTI CCA-TS	Unidirektional	Blutgase
Orion Diagnostica	QuikRead 101	Unidirektional	CRP
	QuikRead go	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration	Multi Test
Philips	BiliChek	Unidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Bilirubin
	MiniCare	Bidirektional Download Gerätebenutzer Konfiguration	Multi Test
Quidel	Sofia	Unidirektional	Immunassay
Radiometer	ABL5xx series	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	ABL6xx series	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	ABL7xx series	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	ABL8xx series	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	ABL77	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	ABL80 FLEX series	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	ABL90 FLEX	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	AQT90 FLEX	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Multi Test
	AQURE	Bidirektional Download Gerätebenutzer Pos. Patientenidentifizierung	Software-Anbieter



Geräteschnittstellen für POCcelerator™

Anbieter	Gerät	Geräteschnittstelle	Anwendungsgebiet
Radiometer	NPT7	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	RADIANCE	Bidirektional Download Gerätebenutzer Pos. Patientenidentifizierung	Software-Anbieter
Response Biomedical	RAMP Reader	Unidirektional	Herzmarker
Roche Diagnostics	ACCU-CHEK Inform	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutzucker
	ACCU-CHEK Inform II	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutzucker
	CARDIAC reader	Bidirektional Konfiguration	Herzmarker
	cobas b 221/121	Unidirektional	Blutgase
	cobas h 232	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Pos. Patientenidentifizierung	Herzmarker
	Cobas c 111	Unidirektional	Klinische Chemie
	Cobas 6000	Bidirektional	Klinische Chemie
	Cobas IT 1000	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Pos. Patientenidentifizierung	Software-Anbieter
	CoaguChek XS	Unidirektional	Gerinnung
	CoaguChek XS Plus	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Gerinnung
	CoaguChek XS Pro	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Gerinnung
	OMNI 3,4,5,6,7,8,9	Bidirektional	Blutgase
	OMNI S	Bidirektional	Blutgase
	Reflotron Plus	Unidirektional	Klinische Chemie
	Reflotron Sprint	Unidirektional	Klinische Chemie
Urisys 1100	Bidirektional (ab Firmware 5.x und höher) Download Gerätebenutzer	Urinanalyse	

Conworx Technology GmbH
Am Studio 1
12489 Berlin
Deutschland, Hauptsitz
☎ +49 (30) 92 10 11 0
☎ +49 (30) 92 10 11 92
✉ software@conworx.com

Conworx Medical IT Ltd.
3rd Floor, 207 Regent Street
London, W1B 3HH
Großbritannien
☎ +44 (20) 76 93 50 42
☎ +44 (20) 76 93 50 43
✉ sales@conworx.com

Conworx Data Solutions America Inc.
100 Cummings Center Suite 445-C
Beverly, MA 01915
USA
☎ +1 (978) 33 83 23 5
☎ +1 (781) 99 80 55 2
✉ usa@conworx.com

Conworx Solutions Informatique SARL
52, Boulevard de Sébastopol
75003 Paris
Frankreich
☎ +33 (1) 72 74 55 97
☎ +33 (1) 72 74 55 99
✉ info@conworx.fr



Geräteschnittstellen für POCcelerator™

Anbieter	Gerät	Geräteschnittstelle	Anwendungsgebiet
Samsung	Labgeo HC10	Bidirektional Download Gerätebenutzer Konfiguration	Hämatologie
	Labgeo IB10	Bidirektional Download Gerätebenutzer Konfiguration	Immunassay
	Labgeo PT10	Bidirektional Download Gerätebenutzer Konfiguration	Klinische Chemie
Siemens Healthcare Diagnostics	ADVIA 1650	Unidirektional	Klinische Chemie
	CLINITEK Advantus	Unidirektional	Urinanalyse
	CLINITEK Status	Unidirektional	Urinanalyse
	CLINITEK Status Plus	Bidirektional Download Gerätebenutzer	Urinanalyse
	DCA Vantage	Bidirektional Download Gerätebenutzer	HbA1c
	RAPIDComm	Bidirektional Download Gerätebenutzer Pos. Patientenidentifizierung	Software-Anbieter
	RAPIDLAB 248/348/348EX	Bidirektional Download Gerätebenutzer Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	RAPIDLAB 8xx series	Bidirektional Download Gerätebenutzer Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	RAPIDLAB 12xx series	Bidirektional Download Gerätebenutzer Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	RAPIDPoint 340/350	Bidirektional Download Gerätebenutzer Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	RAPIDPoint 400, 405	Bidirektional Download Gerätebenutzer Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	RAPIDPoint 500	Bidirektional Download Gerätebenutzer Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	Stratus CS	Unidirektional	Herzmarker
	Stratus CS 200	Bidirektional Download Gerätebenutzer	Herzmarker
Xprecia Stride	Unidirektional (via aurelio Software oder DMS Software)	Gerinnung	
Sphere Medical	Proxima	Unidirektional	Blutgase

Conworx Technology GmbH
Am Studio 1
12489 Berlin
Deutschland, Hauptsitz
☎ +49 (30) 92 10 11 0
☎ +49 (30) 92 10 11 92
✉ software@conworx.com

Conworx Medical IT Ltd.
3rd Floor, 207 Regent Street
London, W1B 3HH
Großbritannien
☎ +44 (20) 76 93 50 42
☎ +44 (20) 76 93 50 43
✉ sales@conworx.com

Conworx Data Solutions America Inc.
100 Cummings Center Suite 445-C
Beverly, MA 01915
USA
☎ +1 (978) 33 83 23 5
☎ +1 (781) 99 80 55 2
✉ usa@conworx.com

Conworx Solutions Informatique SARL
52, Boulevard de Sébastopol
75003 Paris
Frankreich
☎ +33 (1) 72 74 55 97
☎ +33 (1) 72 74 55 99
✉ info@conworx.fr



Geräteschnittstellen für POCcelerator™

Anbieter	Gerät	Geräteschnittstelle	Anwendungsgebiet
Systemex	Alifax Roller	Unidirektional	Blutgase
	CA-560	Unidirektional	Gerinnung
	CA-600	Unidirektional	Gerinnung
	K-1000	Unidirektional	Hämatologie
	K-4500	Unidirektional	Hämatologie
	KX-21	Unidirektional	Hämatologie
	poch-100i	Unidirektional	Hämatologie
	XN-L 350, 450, 550	Unidirektional (via SUIT Manager)	Hämatologie
	XP-300	Unidirektional	Hämatologie
	XS-800i	Unidirektional (via SUIT Manager)	Hämatologie
	XS-1000i	Unidirektional (via SUIT Manager)	Hämatologie
	TEM International	ROTEM® delta	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung
ROTEM® gamma		Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Gerinnung
ROTEM® sigma		Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Gerinnung
Thermo Fisher Scientific	B·R·A·H·M·S Direct Reader	Bidirektional Konfiguration	Multi Test
Werfen	ACL Top	Bidirektional	Gerinnung
	Bio Flash	Unidirektional	Immunassay
	GEM Premier 3000	Bidirektional Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	GEM Premier 3500	Bidirektional Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	GEM Premier 4000 / 5000	Bidirektional (Direkt und via GEMweb Plus) Konfiguration Download Gerätebenutzer Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	GEM OPL	Unidirektional (via GEMweb Plus)	CO-Oximeter
	GEM PCL	Unidirektional	Gerinnung
	GEM PCL Plus	Unidirektional	Gerinnung
	GEMweb Plus	Bidirektional Konfiguration Download Gerätebenutzer Pos. Patientenidentifizierung	Software-Anbieter

Conworx Technology GmbH
Am Studio 1
12489 Berlin
Deutschland, Hauptsitz
☎ +49 (30) 92 10 11 0
☎ +49 (30) 92 10 11 92
✉ software@conworx.com

Conworx Medical IT Ltd.
3rd Floor, 207 Regent Street
London, W1B 3HH
Großbritannien
☎ +44 (20) 76 93 50 42
☎ +44 (20) 76 93 50 43
✉ sales@conworx.com

Conworx Data Solutions America Inc.
100 Cummings Center Suite 445-C
Beverly, MA 01915
USA
☎ +1 (978) 33 83 23 5
☎ +1 (781) 99 80 55 2
✉ usa@conworx.com

Conworx Solutions Informatique SARL
52, Boulevard de Sébastopol
75003 Paris
Frankreich
☎ +33 (1) 72 74 55 97
☎ +33 (1) 72 74 55 99
✉ info@conworx.fr



Geräteschnittstellen für POCcelerator™

Anbieter	Gerät	Geräteschnittstelle	Anwendungsgebiet
Werfen	IL SYNTHESIS 35	Bidirektional Download Gerätebenutzer Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	IL SYNTHESIS 45	Bidirektional Download Gerätebenutzer Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase

Conworx Technology GmbH
 Am Studio 1
 12489 Berlin
 Deutschland, Hauptsitz
 ☎ +49 (30) 92 10 11 0
 📠 +49 (30) 92 10 11 92
 ✉ software@conworx.com:

Conworx Medical IT Ltd.
 3rd Floor, 207 Regent Street
 London, W1B 3HH
 Großbritannien
 ☎ +44 (20) 76 93 50 42
 📠 +44 (20) 76 93 50 43
 ✉ sales@conworx.com

Conworx Data Solutions America Inc.
 100 Cummings Center Suite 445-C
 Beverly, MA 01915
 USA
 ☎ +1 (978) 33 83 23 5
 📠 +1 (781) 99 80 55 2
 ✉ usa@conworx.com

Conworx Solutions Informatique SARL
 52, Boulevard de Sébastopol
 75003 Paris
 Frankreich
 ☎ +33 (1) 72 74 55 97
 📠 +33 (1) 72 74 55 99
 ✉ info@conworx.fr

