

## Geräteschnittstellen für POCcelerator™

Anbieter	Gerät	Geräteschnittstelle	Anwendungsgebiet
Abaxis	Piccolo xpress	Unidirektional	Klinische Chemie
Abbott Diabetes Care	FreeStyle Precision Pro	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutzucker, Ketone
	FreeStyle Precision Pro W-LAN	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutzucker, Ketone
	PCx Precision	Bidirektional Konfiguration	Blutzucker
	Precision Xceed Pro	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutzucker, Ketone
Abbott Point of Care	Cell Dyn Emerald	Unidirektional	Hämatologie
	i-STAT 1	Bidirektional (via i-STAT-DE-DMI Software) Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Multi Test
	i-STAT Alinity	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Multi Test
	i-STAT-DE-DMI	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Software-Anbieter
Accriva	AVOXimeter 4000	Unidirektional	Oxymetrie
	HEMOCHRON Junior Signature	Unidirektional	Gerinnung
	HEMOCHRON Signature Elite	Bidirektional Download Gerätebenutzer Konfiguration	Gerinnung
	HEMOCHRON Signature Plus	Unidirektional	Gerinnung
	HEMOCHRON Response	Unidirektional	Gerinnung
	InRhythm Pro	Unidirektional	Gerinnung
	IRMA TRUpoint	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
Acon Laboratories	Mission U120	Unidirektional	Urinanalyse

**Conworx Technology GmbH**  
Am Studio 1  
12489 Berlin  
Deutschland, Hauptsitz  
☎ +49 (30) 92 10 11 0  
☎ +49 (30) 92 10 11 92  
✉ software@conworx.com:

**Conworx Medical IT Ltd.**  
3rd Floor, 207 Regent Street  
London, W1B 3HH  
Großbritannien  
☎ +44 (20) 76 93 50 42  
☎ +44 (20) 76 93 50 43  
✉ sales@conworx.com

**Conworx Data Solutions America Inc.**  
100 Cummings Center Suite 445-C  
Beverly, MA 01915  
USA  
☎ +1 (978) 33 83 23 5  
☎ +1 (781) 99 80 55 2  
✉ usa@conworx.com

**Conworx Solutions Informatique SARL**  
52, Boulevard de Sébastopol  
75003 Paris  
Frankreich  
☎ +33 (1) 72 74 55 97  
☎ +33 (1) 72 74 55 99  
✉ info@conworx.fr



## Geräteschnittstellen für POCcelerator™

Anbieter	Gerät	Geräteschnittstelle	Anwendungsgebiet
Alere	Afinion AS 100 Analyzer	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient	Multi Test
	Alere I	Unidirektional	Multi Test
	Cholestech LDX® System	Unidirektional	Multi Test
	Epoc® (Reader and host)	Bidirektional Download Gerätebenutzer Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	Pima	Unidirektional	HIV
	Triage Meter Plus	Bidirektional Download Gerätebenutzer	Multi Test
	Triage Meter Pro	Bidirektional Download Gerätebenutzer	Multi Test
A.MENARINI Diagnostics	Spotchem EZ SP4430	Unidirektional	Klinische Chemie (keine QC!)
	Zenit RA	Unidirektional	Immunassay
Analyticon	CombiScan 100	Unidirektional	Urinanalyse
	Urilyzer 100	Unidirektional	Urinanalyse
	Urilyzer 100 Pro	Bidirektional Download Gerätebenutzer	Urinanalyse
Arkray	Adams HA-8160	Unidirektional	HbA1c
Beckman Coulter	Ac T 5diff Hämatologie Analyzer	Unidirektional	Hämatologie (keine QC!)
Biosurfit	Spinit	Unidirektional	Multi Test
Boule Medical	Medonic M-series M16/M20	Unidirektional	Hämatologie
	Medonic M-series M16M/M20M	Unidirektional	Hämatologie
	Medonic M-series M16C/M20C	Unidirektional	Hämatologie
	Medonic M-series M16S/M20S	Unidirektional	Hämatologie
	Swelab Alfa Basic	Unidirektional	Hämatologie
	Swelab Alfa Standard	Unidirektional	Hämatologie
	Swelab Alfa Cap Piercer	Unidirektional	Hämatologie
	Swelab Alfa Auto Sampler	Unidirektional	Hämatologie
Cepheid	GeneXpert PC	Unidirektional	Molekulare Diagnostik
Chirus	Dxpress Reader	Unidirektional	Multi Test
Concile	Omega 100	Unidirektional	Immunassay
Drucker Diagnostics	QBC Star	Unidirektional	Hämatologie
Enigma Diagnostics Ltd	Enigma MiniLab	Unidirektional	Multi Test
Eurolyser Diagnostica	Eurolyser smart	Unidirektional	Multi Test

**Conworx Technology GmbH**  
Am Studio 1  
12489 Berlin  
Deutschland, Hauptsitz  
☎ +49 (30) 92 10 11 0  
☎ +49 (30) 92 10 11 92  
✉ software@conworx.com:

**Conworx Medical IT Ltd.**  
3rd Floor, 207 Regent Street  
London, W1B 3HH  
Großbritannien  
☎ +44 (20) 76 93 50 42  
☎ +44 (20) 76 93 50 43  
✉ sales@conworx.com

**Conworx Data Solutions America Inc.**  
100 Cummings Center Suite 445-C  
Beverly, MA 01915  
USA  
☎ +1 (978) 33 83 23 5  
☎ +1 (781) 99 80 55 2  
✉ usa@conworx.com

**Conworx Solutions Informatique SARL**  
52, Boulevard de Sébastopol  
75003 Paris  
Frankreich  
☎ +33 (1) 72 74 55 97  
☎ +33 (1) 72 74 55 99  
✉ info@conworx.fr



## Geräteschnittstellen für POCcelerator™

Anbieter	Gerät	Geräteschnittstelle	Anwendungsgebiet
Fuji	FUJI DRI-CHEM 4000	Unidirektional	Klinische Chemie
	FUJI DRI-CHEM 7000	Unidirektional	Klinische Chemie
	FUJI DRI-CHEM NX500	Unidirektional	Klinische Chemie
Helena Laboratories	Cascade Abrazo	Bidirektional Konfiguration	Gerinnung
	Cascade POC	Bidirektional Download Gerätebenutzer	Gerinnung
HemoCue	201 DM Blutzucker	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutzucker
	201 DM Blutzucker RT	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutzucker
	201 DM Hämoglobin	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Hämoglobin
	WBC Diff	Unidirektional	Hämatologie
Horiba	ABX Micros 45	Unidirektional	Hämatologie
	ABX Micros 60	Unidirektional	Hämatologie
	ABX Micros ES 60	Unidirektional	Hämatologie
	ABX Micros CRP	Unidirektional	Multi Test
	ABX Micros CRP 200 (+ ABX e-Sat)	Unidirektional	Multi Test
	ABX Microsemi CRP	Unidirektional	Multi Test
	ABX Pentra 60	Unidirektional	Hämatologie
	ABX Pentra 60 C+	Unidirektional	Hämatologie
Lite-On Technology Corp.	Skyla HB1	Unidirektional	Klinische Chemie
Medtronic	ACT Plus	Unidirektional	Gerinnung
	HMS Plus	Unidirektional	Gerinnung
Mitsubishi	PathFast	Unidirektional	Immunassay
Nova Biomedical	Stat Profile pHox/pHOx Plus/Ultra	Bidirektional Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase



## Geräteschnittstellen für POCcelerator™

Anbieter	Gerät	Geräteschnittstelle	Anwendungsgebiet
Nova Biomedical	Stat Profile CCX	Bidirektional Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	Stat Profile Prime	Unidirektional	Blutgase / Multi Test
	StatStrip Blutzucker	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutzucker
	StatStrip Blutzucker/Ketone	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutzucker, Ketone
	StatStrip Lactate	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Lactat
	StatSensor Creatinine	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Creatinin
OPTI Medical	OPTI CCA	Unidirektional	Blutgase
	OPTI CCA-TS	Unidirektional	Blutgase
Orion Diagnostica	QuikRead 101	Unidirektional	CRP
	QuikRead go	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration	Multi Test
Philips	BiliChek	Unidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Bilirubin
	MiniCare	Bidirektional Download Gerätebenutzer Konfiguration	Multi Test
Quidel	Sofia	Unidirektional	Immunassay
Radiometer	ABL5xx series	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	ABL6xx series	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	ABL7xx series	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	ABL8xx series	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	ABL77	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase



## Geräteschnittstellen für POCcelerator™

Anbieter	Gerät	Geräteschnittstelle	Anwendungsgebiet
Radiometer	ABL80 FLEX series	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	ABL90 FLEX	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	AQT90 FLEX	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Multi Test
	AQURE	Bidirektional Download Gerätebenutzer Pos. Patientenidentifizierung	Software-Anbieter
	NPT7	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	RADIANCE	Bidirektional Download Gerätebenutzer Pos. Patientenidentifizierung	Software-Anbieter
Response Biomedical	RAMP Reader	Unidirektional	Herzmarker
Roche Diagnostics	ACCU-CHEK Inform	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutzucker
	ACCU-CHEK Inform II	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutzucker
	CARDIAC reader	Bidirektional Konfiguration	Herzmarker
	Cobas b 123	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	cobas b 221/121	Unidirektional	Blutgase
	cobas h 232	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Pos. Patientenidentifizierung	Herzmarker
	Cobas c 111	Unidirektional	Klinische Chemie
	Cobas 6000	Unidirektional	Klinische Chemie
	Cobas IT 1000	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Pos. Patientenidentifizierung	Software-Anbieter
	CoaguChek XS	Unidirektional	Gerinnung
CoaguChek XS Plus	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Gerinnung	



## Geräteschnittstellen für POCcelerator™

Anbieter	Gerät	Geräteschnittstelle	Anwendungsgebiet
Roche Diagnostics	CoaguChek XS Pro	Bidirektional Download Gerätebenutzer Download Patient Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Gerinnung
	OMNI 3,4,5,6,7,8,9	Unidirektional	Blutgase
	OMNI S	Unidirektional	Blutgase
	Reflotron Plus	Unidirektional	Klinische Chemie
	Reflotron Sprint	Unidirektional	Klinische Chemie
	Urisys 1100	Bidirektional (ab Firmware 5.x und höher) Download Gerätebenutzer	Urinanalyse
Samsung	Labgeo HC10	Bidirektional Download Gerätebenutzer Konfiguration	Hämatologie
	Labgeo IB10	Bidirektional Download Gerätebenutzer Konfiguration	Immunassay
	Labgeo PT10	Bidirektional Download Gerätebenutzer Konfiguration	Klinische Chemie
Siemens Healthcare Diagnostics	ADVIA 1650	Unidirektional	Klinische Chemie
	CLINITEK Advantus	Unidirektional	Urinanalyse
	CLINITEK Status	Unidirektional	Urinanalyse
	CLINITEK Status Plus	Bidirektional Download Gerätebenutzer	Urinanalyse
	DCA Vantage	Bidirektional Download Gerätebenutzer	HbA1c
	RAPIDComm	Bidirektional Download Gerätebenutzer Pos. Patientenidentifizierung	Software-Anbieter
	RAPIDLAB 248/348/348EX	Bidirektional Download Gerätebenutzer Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	RAPIDLAB 8xx series	Bidirektional Download Gerätebenutzer Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	RAPIDLAB 12xx series	Bidirektional Download Gerätebenutzer Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	RAPIDPoint 340/350	Bidirektional Download Gerätebenutzer Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase

**Conworx Technology GmbH**  
Am Studio 1  
12489 Berlin  
Deutschland, Hauptsitz  
☎ +49 (30) 92 10 11 0  
☎ +49 (30) 92 10 11 92  
✉ software@conworx.com

**Conworx Medical IT Ltd.**  
3rd Floor, 207 Regent Street  
London, W1B 3HH  
Großbritannien  
☎ +44 (20) 76 93 50 42  
☎ +44 (20) 76 93 50 43  
✉ sales@conworx.com

**Conworx Data Solutions America Inc.**  
100 Cummings Center Suite 445-C  
Beverly, MA 01915  
USA  
☎ +1 (978) 33 83 23 5  
☎ +1 (781) 99 80 55 2  
✉ usa@conworx.com

**Conworx Solutions Informatique SARL**  
52, Boulevard de Sébastopol  
75003 Paris  
Frankreich  
☎ +33 (1) 72 74 55 97  
☎ +33 (1) 72 74 55 99  
✉ info@conworx.fr



## Geräteschnittstellen für POCcelerator™

Anbieter	Gerät	Geräteschnittstelle	Anwendungsgebiet
Siemens Healthcare Diagnostics	RAPIDPoint 400, 405	Bidirektional Download Gerätebenutzer Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	RAPIDPoint 500	Bidirektional Download Gerätebenutzer Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	Stratus CS	Unidirektional	Herzmarker
	Stratus CS 200	Bidirektional Download Gerätebenutzer	Herzmarker
	Xprecia Stride	Unidirektional (via aurelio Software oder DMS Software)	Gerinnung
Sphere Medical	Proxima	Unidirektional	Blutgase
Sysmex	Alifax Roller	Unidirektional	Blutgase
	CA-560	Unidirektional	Gerinnung
	CA-600	Unidirektional	Gerinnung
	K-1000	Unidirektional	Hämatologie
	K-4500	Unidirektional	Hämatologie
	KX-21	Unidirektional	Hämatologie
	poch-100i	Unidirektional	Hämatologie
	XN-L 350, 450, 550	Unidirektional (via SUIT Manager)	Hämatologie
	XP-300	Unidirektional	Hämatologie
	XS-800i	Unidirektional (via SUIT Manager)	Hämatologie
XS-1000i	Unidirektional (via SUIT Manager)	Hämatologie	
TEM International	ROTEM® delta	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Gerinnung
	ROTEM® gamma	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Gerinnung
	ROTEM® sigma	Bidirektional Pos. Patientenidentifizierung	Gerinnung
Thermo Fisher Scientific	B·R·A·H·M·S Direct Reader	Bidirektional Konfiguration	Multi Test
VEDA.LAB	Easy Reader Plus	Bidirektional Download Gerätebenutzer	Immunassay
Werfen	ACL Top	Unidirektional	Gerinnung
	Bio Flash	Unidirektional	Immunassay
	GEM Premier 3000	Bidirektional Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase

**Conworx Technology GmbH**  
Am Studio 1  
12489 Berlin  
Deutschland, Hauptsitz  
☎ +49 (30) 92 10 11 0  
☎ +49 (30) 92 10 11 92  
✉ software@conworx.com

**Conworx Medical IT Ltd.**  
3rd Floor, 207 Regent Street  
London, W1B 3HH  
Großbritannien  
☎ +44 (20) 76 93 50 42  
☎ +44 (20) 76 93 50 43  
✉ sales@conworx.com

**Conworx Data Solutions America Inc.**  
100 Cummings Center Suite 445-C  
Beverly, MA 01915  
USA  
☎ +1 (978) 33 83 23 5  
☎ +1 (781) 99 80 55 2  
✉ usa@conworx.com

**Conworx Solutions Informatique SARL**  
52, Boulevard de Sébastopol  
75003 Paris  
Frankreich  
☎ +33 (1) 72 74 55 97  
☎ +33 (1) 72 74 55 99  
✉ info@conworx.fr



## Geräteschnittstellen für POCcelerator™

Anbieter	Gerät	Geräteschnittstelle	Anwendungsgebiet
Werfen	GEPremier 3500	Bidirektional Konfiguration Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	GEM Premier 4000 / 5000	Bidirektional (Direkt und via GEMweb Plus) Konfiguration Download Gerätebenutzer Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	GEM OPL	Unidirektional (via GEMweb Plus)	CO-Oximeter
	GEM PCL	Unidirektional	Gerinnung
	GEM PCL Plus	Unidirektional	Gerinnung
	GEMweb Plus	Bidirektional Konfiguration Download Gerätebenutzer Pos. Patientenidentifizierung	Software-Anbieter
	IL SYNTHESIS 35	Bidirektional Download Gerätebenutzer Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase
	IL SYNTHESIS 45	Bidirektional Download Gerätebenutzer Pos. Patientenidentifizierung	Blutgase

